



# **ANTIBAC FOAM**



#### LAVAMANI DISINFETTANTE IN SCHIUMA

- Potere disinfettante (PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N°19860)
- Elimina fino al 99.9% dei batteri
- Elegante dosatore con finestra grigia che permette di controllare il livello di consumo del prodotto





Schiuma lavamani disinfettante. Adatta anche per ambiente alimentare (HACCP). Da utilizzare con dispenser dedicato SUTTER CARE. Erogazione 0,6 ml / dose. COMPOSIZIONE: 100g di prodotto contengono: alchil-dimetil-benzilammonio cloruro (benzalconio cloruro) 0,75g, clorexidina digluconato 0,40g, coformulanti (tensioattivi, solventi e acqua) q.b.a 100g. COMPOSIZIONE (Regolamento 648/2004/EC): tensioattivi anfoteri < 5%. Contiene: Disinfettanti. Conforme ai Test EN: 1276, 1499.

#### ? MODALITÀ D'USO

Dosare nel cavo della mano circa 5ml di prodotto e lavare per almeno 1 minuto. Sciacquare accuratamente ed asciugare. Confezionata in pouch da 800 ml, da utilizzare con Dispenser personalizzato SUTTER CARE. Erogazione 0,6 ml/dose.



#### **DILUIZIONE**

Pronto all'uso.

 $6.3 \pm 0.5$ 

#### A DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido COLORE: Incolore/giallo PROFUMO: Tecnico

PH Sostanza attiva [%] Densità (g/ml) Pressione (bar) Viscosità (cP) Residuo secco totale [%]

1.01

Sutter Professional S.R.L.
Località Leigozze 1, 15060 Borghetto Borbera - Tel. +39 0143 6311
www.sutterprofessional.it- sutterprofessional@sutter.it

 $8,1 \pm 0,8$ 







## ANTIBAC FOAM

# **!** AVVERTENZE

Provoca grave irritazione oculare. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Proteggere gli occhi. Se lirritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.





ATTENZIONE

NOTE

Teme il gelo. Solo per uso professionale. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

## **PACKAGING**

Codice	Formato	Quantità	Pallet
5398	ml 800	6	12x8=96